BM506 Ketrampilan Dasar Laboratorium

TUGAS 3

Kunci Nilai:

Tujuan, judul, tgl dll lenkap	2
Cara penggunaan pH meter (beaker, stir bar, elektroda dll	3
diposisikan dgn benar; kepentingan pembilasan elektroda;	
kepentingan larutan penyimpan dll)	
Hasil pengenceran glukosa (pembahasan hasil yang	3
diperoleh; kalkulasi benar, dll)	
saran	2
	10

Kunci Komentar

kode	definisi
A	Kesalahan perhitungan konsentrasi pada pengenceran larutan
В	Kesalahan perhitungan volume buffer fosfat
С	Tidak menyebutkan saran-saran
D	Pengenceran serial pada faktor 2,4,8 dan 16 lebih rumit dari seharusnya
Е	Tujuan, judul, tgl kurang lengkap/jelas/pas (harus termasuk judul, tgl,
	nama ² mhs, tujuan dala kata ² sendiri)
F	Pengenceran 0,3X, 0,03X dan 0,003X salah
G	Kurang jelas bahwa prinsip buffer dimengerti